

ウイルス
除去

除菌

弱アル
カリ性

原液
使用

NoRostar VGクリーナー

あのウイルスも
このウイルスも汚れにも

2度ぶきいらず

ノンアルコール



4 kg

アクリルパーティションの衛生に



店内の拭き掃除に

ウイルス除去率 99.99%

※
サッとひとふきで、手軽につかえて、ウイルス除去と除菌までできる。一度で済むので、お掃除する人にもやさしい洗剤です。

※すべてのウイルスを除去するわけではありません。

材質にやさしい

アクリル板などのパーティションに使えます。アルコールを使うと、白濁したり、ひびが入ったりすることがあります。


使用用途は裏面をご確認ください。
商品の外観・表示については予告なく変更することがあります。

ウイルスに対する効果


除菌剤が効きにくいノンエンベロープウイルスにも効果あり。

	NoRostar VGクリーナー	当社従来品
ノンエンベロープウイルスA	○	×
エンベロープウイルスB	○	○

ノンエンベロープウイルスA




エンベロープウイルスB



テスト条件	NoRostar VGクリーナー：ウイルス液=9：1 室温 30秒接触
感染価算出法	T C I D ₅₀ 法
試験場所	弊社研究室

※すべてのウイルスを除去するわけではありません。

こんな所に使えます(よくウイルス、菌が付着する箇所)



使用方法

使用する際はダスターに吹きつけてご使用ください。

使用例

- ① ノロスターVGクリーナーをダスターに吹きつける



- ② 対象物を拭く



⚠ 使用上の注意 ご使用にあたっては、製品に記載の「使用方法」と「使用上の注意」を必ず読んでお使いください。

商品データ

品名	ノロスター VGクリーナー4K
荷姿	4kg×4本/ケース
商品外寸*	203mm×124mm×254mm
ケース外寸*	418mm×263mm×261mm
積重可能段数	3段
商品コード	295530
JANコード	4975657236125
ITFコード	14975657236122

※商品外寸は長さ×幅×高さです。ケース外寸は罫線寸法です。

成分表示など

液性	弱アルカリ性
成分	界面活性剤(アルキルペ タイン、アルキルアミンオ キシド)、除菌剤(塩化ベン ザルコニウム)

専用スプレーボトル(別売)

品名：ノロスター VGクリーナー広口W
500SPボトル
商品コード：900100



BAOHAG